

Kite™

Visibilité accrue des données patient



Kite est un écran supplémentaire pour l'affichage de données générées par des appareils Masimo


- > Affichage des données patient recueillies par des moniteurs Masimo sur des appareils intelligents compatibles
- > Configuration de l'affichage différente de celle de l'appareil Masimo auquel il est connecté
- > S'intègre dans les infrastructures hospitalières existantes où un affichage supplémentaire peut être utile, comme une salle d'opération ou un bloc de chirurgie cardiaque

Options d'affichage configurables


Grâce à la personnalisation de ce qui est affiché, Kite permet aux cliniciens de se concentrer sur les données les plus pertinentes à chaque étape des soins d'un patient, favorisant ainsi des prises de décisions en toute connaissance de cause



Configuration de l'écran supplémentaire Kite afin de présenter les données les plus pertinentes pour le patient ou le cas en cours



Affichage des données à partir des modules connectés à Root® par l'intermédiaire des ports MOC-9™, comme un module SedLine® pour la surveillance de la fonction cérébrale, un module d'oxymétrie régionale O3™ ou un module EtCO₂ ISA™



Affichage des alarmes visuelles à partir du moniteur du patient, fournissant une notification rapide des changements des paramètres physiologiques d'un patient

Pour un usage professionnel. Voir le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, dont des indications, contre-indications, avertissements et précautions.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

