

Replica™

Les soins aux patients au creux de votre main



Replica est une application mobile de monitoring à distance supplémentaire et de notification qui permet aux cliniciens de visualiser les données de monitoring continu de plusieurs patients. Elle permet également de voir et de répondre aux alarmes et aux alertes à partir d'un smartphone quel que soit l'emplacement.


- > Affiche les données en quasi temps réel, y compris les tracés d'onde en haute résolution, à partir d'appareils Masimo et d'appareils tiers connectés, permettant ainsi aux cliniciens de mieux gérer plusieurs patients grâce à un monitoring à distance supplémentaire
- > Les notifications d'alarme bidirectionnelle des appareils Masimo et des appareils tiers sont envoyées vers les appareils mobiles actifs, afin d'atteindre les cliniciens de service disponibles, avec un système d'escalade intelligent qui :
 - Permet aux cliniciens d'accepter ou de transmettre rapidement les alarmes, contribuant ainsi à améliorer la collaboration clinique
 - Favorise une escalade automatique afin d'assurer une réponse rapide

Gestion plus judicieuse des données patient


Avec l'augmentation de la prévalence des ratios patient/clinicien élevés, avoir un accès permanent à l'état de plusieurs patients sur un appareil mobile peut aider les cliniciens à gérer plus efficacement les patients

D'un coup d'œil, examinez l'état de tous les patients de l'unité ou d'un plus petit sous-ensemble de patients qui vous sont attribués

Le code couleur de l'état de l'alarme permet aux cliniciens de prioriser les soins rapidement, contribuant à améliorer le flux de travail




Jusqu'à 96 heures de données de tendance permettent aux cliniciens d'examiner les modifications de l'état d'un patient au fil du temps




Gestion des alarmes intelligente

Les alarmes patient sont envoyées directement aux cliniciens, grâce à un système d'escalade automatique, ce qui permet aux cliniciens de répondre aux événements critiques plus rapidement et efficacement

Des flèches identifient rapidement le niveau d'escalade, permettant aux cliniciens de prioriser une réponse aux patients qui pourraient avoir besoin d'une attention plus immédiate



Les cliniciens peuvent accepter ou transmettre rapidement une notification, demandant une escalade immédiate au clinicien disponible, ce qui aide à coordonner une intervention rapide



La chronologie détaillée des alarmes, événements et interventions peut aider les cliniciens à examiner la progression ou la régression de l'état d'un patient avant d'arriver à son chevet, ce qui lui laisse plus de temps pour préparer un plan d'action clinique

Spécifications

CONFIGURATION LOGICIELLE

Replica nécessite Patient SafetyNet™* v5.5.X.X ou supérieure
Système d'exploitation Android Version minimum 5,0 (Lollipop)

RÉFÉRENCES

Logiciel Replica Réf 9863

* La marque déposée PATIENT SAFETYNET est utilisée sous licence du consortium universitaire des systèmes de santé (University Health System Consortium).

Replica ne dispose pas de licence de vente au Canada.

Pour un usage professionnel. Voir le mode d'emploi pour obtenir des informations de prescription complètes, dont des indications, contre-indications, avertissements et précautions.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

